



FitScale W5 BT

EN – INSTRUCTIONS FOR USE

TrueLife FitScale W5 BT wireless scales measure body weight by bioelectrical impedance analysis (BIA). This technology combined with BIA is used to measure body fat and composition in order to obtain its data. The scales are for home use only.

In order to achieve consistent and accurate results, the scales should be used at the same time each day and, if possible, under approximately the same conditions. Avoid use under the following circumstances:

1. During or immediately after a physical workout
2. Immediately after a shower, bath or sauna
3. After the consumption of alcohol
4. During or immediately after eating
5. When affected by a fever

The unit of measurement can be altered from kilograms (kg) to pounds (lb.) in the mobile application. This will also alter measurements of height and distance (meters/feet).

Ensure the scales are placed on a flat surface or on a solid mat. Reset the scales before their use. They should initially indicate 0.0 kg.



Profile of scales on level ground and on uneven ground

To measure body fat and other parameters correctly: Stand upright on the scales with both legs parallel. They will automatically switch on when the surface is pressed. Stand upright and barefooted. The weight of socks will ensure inaccurate results. Even dirty feet can affect accurate measurement.



Graphical representation of the feet on the weighing area

Possible complications:

Normal operation	No connection	Overloaded
Replace batteries	Replace batteries	Calibrating

Installing the application and measuring:

To measure all body proportions, such as subcutaneous fat, connect FitScale to your mobile phone or tablet. This can be achieved by connecting TrueLife FitScale W5 BT to your mobile phone via Bluetooth. The easiest way to obtain the mobile app is to download it from Appstore/Google Play or by scanning the QR code on the box or manual. Follow the steps below to install:

1. Downloading the application



<https://www.truelife.eu/apps/true-life-fitscale-w5-bt/>

Scan the QR Code or download the "Megafit" application in Apple Store/Google Play.



Register

2. Pair the scales with the application



Stand on the scales. They will automatically switch on when the surface is pressed.



Pair the scales with the application

Description of the data on the display:

Measurements blink twice – weighing has been finished		
	The number 0 moves across display – measurement of body proportions is complete	

Package contents:

The contents of your TrueLife FitScale W5 BT scales are:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4x 1.5V AAA batteries

3. User Manual + Safety Regulations

Basic specifications:

Dimensions: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Weight: 1.8 kg
Batteries: 4x 1.5V AAA
Weight range: 0.2 – 180 kg
Weight deviation: 0.1 kg

Manufacturer's responsibility:

TrueLife products are under warranty for manufacturing defects. Elem6 s.r.o. are, in the event of such defects, under obligation to repair or replace the defective part or product with a comparable part or product at its own discretion. Other alterations, conversions or further unauthorized manipulation of the product will result in the termination of the warranty. This shall also occur should continued use of defected parts, negligence or other errors in the product usage result in loss or damage. The warranty does not apply to damage resulting from standard usage, accidental or normal wear and tear. Elem6 s.r.o. assumes no responsibility for any accident, injury, death, loss or other claims relating to or arising out of the use of this product. Elem6 s.r.o. shall under no circumstance be made liable for any incidental or consequential damages resulting from or during the use of this product or any of its components. Repayment or replacement of spare parts and/or products may be subject to charges for transportation, handling, replacement and/or replenishment.

SAFETY PRECAUTIONS WHILST USING THE EQUIPMENT:

1. Carefully read the enclosed safety instructions.
2. For the correct handling of the product, read the latest version of the manual available at www.truelife.eu.
3. Print errors are reserved.

Manufacturer:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Die drahtlose intelligente Waage TrueLife FitScale W5 BT misst das Gewicht der Körperproportionen mithilfe der Bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA). Die Technologie und die BIA dienen zum Messen des Körperfetts und zur Erlangung von Daten über die allgemeine Körperkomposition. Die Waage ist für den Hausgebrauch bestimmt.

Zum Erreichen konsistenter und genauer Ergebnisse nutzen Sie bitte die gleiche Tageszeit mit annähernd gleichen Bedingungen, falls das möglich ist. Vermeiden Sie das Wiegen in den folgenden Fällen:

1. Während oder sofort nach einem anstrengender sportlicher Betätigung
2. Sofort nach dem Duschen, einem Bad oder der Sauna
3. Nach dem Genuss von Alkohol in größeren Mengen
4. Während oder sofort nach dem Essen
5. Bei Fieber


Die Gewichtseinheit kann in der mobilen App von Kilogramm (kg) auf Pfund (lb.) umgestellt werden. Geändert werden auch die Höhenangaben (Meter/Fuß).

Die Waage wird richtig auf eine ebene Fläche oder einn festen Untergrund gestellt. Resetten Sie die Waage vor dem ersten Wiegen. Die Waage sollte vor der dem Verwenden auf dem Display den Wert 0.0 kg anzeigen.



Waage von der Seite auf geradem Untergrund und Waage auf nicht geradem Untergrund

Wiegen Sie das Körperfett und die anderen Körperparameter richtig: stellen Sie sich aufrecht auf die Waage, mit beiden Beinen gleich. Die Waage schaltet sich ein, nachdem jemand auf ihre Wiegefläche steigt. Wiegen Sie sich barfuß und stehen Sie aufrecht. Durch das Wiegen mit Socken erhalten Sie ungenaue Ergebnisse. Schmutzige Fußsohlen können ebenso die Messergebnisse beeinflussen.



Grafische Darstellung der Fußsohlen auf der Wiegefläche

Mögliche Komplikationen:

Normale Funktion	Keine Verbindung	Überlastung
Wechseln Sie die Batterie	Wechseln Sie die Batterie	Kalibrieren

Installation der App und Wiegen:

Zum Messen der Körperproportionen, wie zum Beispiel des Anteils an Körperfett, verbinden Sie die FitScale-Waage mit Ihrem Handy oder Tablet. Verbinden Sie die TrueLife FitScale W5 BT mit Ihrem Handy mithilfe von Bluetooth. Damit Sie dies tun können, brauchen Sie eine App für Ihr Handy. Die einfachste Art, wie Sie diese App erlangen, ist sie aus dem Appstore, von Google Play oder durch Scannen des QR-Codes auf der Schachtel oder auf dem Handbuch. Bei der Installation gehen Sie gemäß den folgenden Punkten vor:

1. Herunterladen der App



<https://www.truelife.eu/apps/true-life-fitscale-w5-bt/>

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie die App „Megafit“ im Apple Store oder auf Google Play und laden Sie sie herunter.



Registrieren Sie sich

2. Kopplung der Waage mit der App



Stellen Sie sich auf die Waage. Die Waage schaltet sich automatisch ein, nachdem jemand auf ihre Wiegefläche steigt.



Koppeln Sie die App mit der Waage

Beschreibung der Angaben auf dem Display:

Der Wert blinkt zweimal – das Wiegen ist beendet		
	Die Zahl 0 bewegt sich auf dem Display – Abschluss des Messens der Körperproportionen	

Bestandteile der Packung:

Bestandteile Ihrer TrueLife FitScale-W5-BT-Waage sind:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4 x 1,5-V-AAA-Batterien
3. Benutzerhandbuch + Sicherheitsbestimmungen

Grundlegende Daten:

Maße: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Gewicht: 1.8 kg
Batterien: 4 x 1,5V AAA
Messbereich: 0.2 – 180 kg
Wiegeabweichung: 0,1 kg

Herstellerverantwortung:

Für TrueLife-Produkte gilt eine Garantie auf Herstellungsmängel. Die Pflicht des Unternehmens elem6 s.r.o. ist es im Fall solcher Mängel, diese im Rahmen der Garantie abzustellen oder das fehlerhafte Teil oder das Produkt gegen ein vergleichbares Teil oder Produkt gemäß eigenem Ermessen auszutauschen. Eine Übertragung, Änderung oder andere unbefugte Manipulation mit dem Produkt bedeutet ein Überschreiten des Umfangs der Garantie. Und zwar auch dann, wenn es in Folge eines Mangels, einer Unzulänglichkeit oder anderen Fehlers zu ihrem Verlust oder Beschädigung kommt. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden, die sich durch die Benutzung, einen Unfall oder gewöhnliche Abnutzung ergeben. Das Unternehmen elem6 s.r.o. übernimmt keine Verantwortung für jegliche Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere mit der Benutzung dieses Produkts zusammenhängenden oder sich daraus ergebenden Forderungen. Das Unternehmen trägt in keinem Fall Verantwortung für Schäden, die zufällig oder ursächlich mit der Benutzung dieses Produkts oder eines seiner Bestandteile zusammenhängt oder sich daraus ergeben. Für das Zurückgeben oder der Austausch von Ersatzteilen und/oder des Produkts können Gebühren für den Transport, die Bearbeitung, den Austausch und/oder die Ergänzung fällig werden.

SICHERHEIT BEI DER ARBEIT MIT DEM GERÄT:

1. Lesen Sie sich die beigefügten Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch.
2. Für den richtigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie die aktuellste Version des Handbuchs, die es zum Herunterladen gibt auf der Seite: www.truelife.eu.
3. Druckfehler vorbehalten.

Hersteller:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátová inteligentní váha TrueLife FitScale W5 BT měří váhu tělesných proporci pomocí bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Technologie a BIA slouží k měření tělesného tuku a získání dat celkové tělesné kompozice. Váha je určena jen k domácímu užívání.

Pro dosažení konzistentních a přesných výsledků měření prosím užívejte ve stejnou denní dobu za přibližně stejných podmínek, pokud je to možné. Vyhnete se vážení v těchto případech:

1. Během nebo okamžitě po náročném cvičení
2. Hned po sprše, koupeli či sauně
3. Po větším požití alkoholu
4. Během nebo okamžitě po jídle
5. Během horečky

Jednotka vážení může být změněná z kilogramů (kg) na libry (lb.) v mobilní aplikaci. Změněny budou i údaje o výšce (metr/stopa).

Váhu umístěte správně na rovnou plochu, nebo na pevnou podložku. Před prvním vážením váhu resetujte. Váha by měla před použitím ukazovat na displeji hodnotu 0.0 kg.



Váha z profilu na rovném podkladu a váha na nerovném podkladě

Váže tělesný tuk a další tělesné parametry správně: postavte se na váhu vzpřímeně, oběma nohama stejně. Váha se automaticky zapne po stoupnutí na její plochu. Váže se naboso a stůjte vzpřímeně. Vážením s ponožkami dosáhnete nepřesných výsledků. Špinavá chodidla mohou rovněž ovlivnit výsledky vážení.



Grafické znázornění chodidel na ploše váhy

Možné komplikace:

Normální chod	Žádné připojení	Přetížení
Vyměňte baterii	Vyměňte baterii	Kalibrování

Instalace aplikace a vážení:

Na měření všech tělesných proporci, jako například míra podkožního tuku, propojte váhu FitScale s vaším mobilním telefonem či tabletem. TrueLife FitScale W5 BT připojte k vašemu mobilnímu telefonu prostřednictvím signálu Bluetooth. Abyste to mohli udělat, potřebujete mobilní aplikaci. Nejjednodušší způsob, jak získat mobilní aplikaci, je stáhnout ji z Appstore/Google Play nebo naskenováním QR kódu krabice nebo manuálu. Při instalaci postupujte podle následujících bodů:

1. Stáhnutí aplikace



<https://www.truelife.eu/apps/true-life-fitscale-w5-bt/>

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci „Megafit“ v Apple Store/Google Play a stáhněte.



Zaregistrujte se



Postavte se na váhu. Váha se automaticky zapne po stoupnutí na její plochu.



Spárujte aplikaci s váhou

Popis údajů na displeji:

Hodnota zabliká dvakrát – vážení je dokončené		
	Číslo 0 se pohybuje po displeji – Dokončování měření tělesných proporci	

Součást balení:

Součástí vaší TrueLife FitScale W5 BT váhy je:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4x 1,5V AAA baterie
3. Uživatelský manuál + bezpečnostní nařízení

Základní specifikace:

Rozměry: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Hmotnost: 1.8 kg
Baterie: 4x 1.5V AAA
Rozsah vážení: 0.2 – 180 kg
Odchylka vážení: 0.1 kg

Odpovědnost výrobce:

Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka na výrobní vady. Povinností společnosti elem6 s.r.o. je v případě takových vad je ze záruky opravit nebo vyměnit vadnou součást či výrobek za srovnatelnou součást nebo výrobek podle vlastního uvážení. Převod, změna nebo jiná neoprávněná manipulace s výrobkem znamená překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku závady, nedbalosti nebo jiné chyby ve výrobku dojde k jeho ztrátě či poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, nehody nebo běžného opotřebení. Společnost elem6 s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. Společnost elem6 s.r.o. v žádném případě nese odpovědnost za náhodné či následné škody související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku nebo některé jeho součásti. Vratčení nebo výměna náhradních dílů a/nebo výrobků může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a/nebo doplnění.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem čtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je ke stažení na stránce: www.truelife.eu.
3. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

Bezdrátová inteligentná váha TrueLife FitScale W5 BT meria váhu telesných proporci za pomoci bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA). Technológia BIA slúži k meraniu telesného tuku a získaniu dát celkovej telesnej kompozície. Váha je určená len k domácejmu užívaniu.

Pre dosiahnutie konzistentných a presných výsledkov merania, prosím užívať v rovnaký čas dňa, za približne rovnakých podmienok, pokiaľ je to možné. Vyhnete sa váženiu v týchto prípadoch:

1. Počas alebo okamžite po náročnom cvičení
2. Hneď po sprche, kúpeľi alebo saune
3. Po ťažšom požití alkoholu
4. Počas alebo okamžite po jedle
5. Počas horúčky

Jednotka váženía môže byť zmenená z kilogramov (kg) na libry (lb.) v mobilnej aplikácii. Zmenené budú aj údaje o výške (meter/stopa).

Váhu umiestnite správne na rovnú plochu, alebo pevnú podložku. Pred prvým vážením váhu resetujte. Váha by mala ukazovať na displeji hodnotu 0.0kg pred použitím.



Váha z profilu na rovnom podkladě a váha na nerovnom podkladě

Váže telesný tuk a ďalšie telesné parametre správne: postavte sa na váhu vzpriamene, obidvoma nohami zarovno. Váha sa automaticky zapne po stúpnutí na jej plochu. Váženie vykonávajte naboso a stojte narovnané. Vážením s ponožkami dosiahnete nepresné výsledky. Špinavé chodidlá môžu taktiež ovplyvniť výsledok váženía.



Grafické znázornenie chodidiel na ploche váhy)

Možné komplikácie:

Normálny chod	Žiadne pripojenie	Přetížení
Vyměňte baterii	Vyměňte baterii	Kalibrovanie

Instalácia aplikácie a vážení:

Na meranie všetkých telesných proporci, ako napríklad míra podkožného tuku, prepojte váhu FitScale s Vaším mobilným telefónom alebo tabletom. TrueLife FitScale W5 BT pripojíte k Vašmu mobilnému telefónu prostredníctvom signálu Bluetooth. Aby ste tak mohli urobiť, potrebujete mobilnú aplikáciu. Najjednoduchší spôsob ako získat mobilnú aplikáciu, je stiahnuť ju z Appstore/Google Play alebo naskenováním QR kódu krabice alebo manuálu. Při instalácii postupujte podľa nasledujících bodov:

1. Stiahnutie aplikácie



<https://www.truelife.eu/apps/true-life-fitscale-w5-bt/>

Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu „Megafit“ v Apple Store/Google Play a stiahnite.



Zaregistrujte sa

2. Spárovanie váhy s aplikáciou



Postavte sa na váhu. Váha sa automaticky zapne po stúpnutí na jej plochu.



Spárujte aplikáciu s váhou

Popis údajov na displeji:

Hodnota zabliká dvakrát – vážení je dokončené		
	Číslo 0 sa pohybuje po displeji – dokončovanie merania telesných proporci	

Súčasť balenia:

Súčasťou Vašej TrueLife FitScale W5 BT váhy je:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4x 1.5V AAA batérie
3. Používateľský manuál + bezpečnostné nariadenia

Základné špecifikácie:

Rozměry: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Hmotnosť: 1.8 kg
Batérie: 4x 1.5V AAA
Rozsah váženía: 0.2 – 180 kg
Odchylka váženía: 0.1 kg

Zodpovednosť výrobcu:

Na výrobky TrueLife sa vztahuje záruka na výrobné vady. Povinnosťou spoločnosti elem6 s.r.o. je v prípade takýchto vad zo záruky opraviť alebo vymeniť vadnú súčasť alebo výrobok za porovnateľnú súčasť alebo výrobok podľa vlastného uváženia. Prevod, zmena alebo iná neoprávněná manipulácia s výrobkom znamená prekročenie rozsahu tejto záruky. To aj v prípade, že v dôsledku závady, nedbanlivosti alebo inej chyby vo výrobku dojde k jeho strate alebo poškodeniu. Záruka sa nevztahuje na poškodenie vyplývajúce z používania, nehody alebo bežného opotrebenia. Spoločnosť elem6 s.r.o. nepřebírá žiadnu zodpovednosť

- Jednostkę ważenia można zmienić z kilogramów (kg) na funty (lb.) w aplikacji mobilnej. Zmianie ulegną również dane dotyczące wzrostu (metr/stopa)

- Wagę umieścić prawidłowo na równym podłożu lub na twardej podkładce. Przed pierwszym ważeniem zresetować wagę. Przed użyciem waga powinna wskazywać na wyświetlaczu wartość 0.0 kg.



Waga z profilu na równym podłożu i waga na nierównym podłożu

- Należy prawidłowo włożyć tkankę tłuszczową i inne parametry ciała: stań w pozycji wyprostowanej na wadze, tak samo dwoma nogami. Waga włącza się automatycznie po staniu na jej powierzchni. Waż się na bosą i w pozycji wyprostowanej. Ważąc się w skarpetkach nie uzyskasz dokładnych wyników. Brudne stopy również mogą mieć wpływ na wyniki ważenia.



Graficzne przedstawienie stóp na powierzchni wagi

Możliwe komplikacje:



Instalacja aplikacji i ważenie:

Aby zmierzyć wszystkie proporcje ciała, takie jak na przykład poziom tłuszczu podskórnego, połącz wagę FitScale ze swoim telefonem komórkowym lub tabletem. TrueLife FitScale W5 BT połączysz ze swoim telefonem komórkowym za pośrednictwem sygnału Bluetooth. Aby to zrobić, potrzebujesz aplikacji mobilnej. Najprostszym sposobem, jak uzyskać aplikację mobilną, jest pobranie jej z Appstore/Google Play lub zeskanowanie kodu QR pudełka lub instrukcji. Podczas instalacji postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

1. Pobranie aplikacji



<https://www.truelife.eu/apps/truelife-fitscale-w5-bt/>

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację „Megafit” w Apple Store/Google Play i pobierz.



Zarejestruj się

2. Sparowanie wagi z aplikacją



Stań na wadze. Waga włącza się automatycznie po staniu na jej powierzchni.



Sparuj aplikację z wagą

Opis danych na wyświetlaczu:



Wartość mignie dwukrotnie – ważenie jest zakończone



Cyfra 0 porusza się na wyświetlaczu – zakończenie pomiaru proporcji ciała

Opakowanie zawiera:

W skład Twojej wagi TrueLife FitScale W5 BT wchodzi:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4x 1.5V bateria AAA
3. Instrukcja obsługi + przepisy bezpieczeństwa

Podstawowe specyfikacje:

Wymiary: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Masa: 1,8 kg
Baterie: 4x 1,5 V AAA
Zakres ważenia: 0,2 ~ 180 kg
Dokładność pomiaru: 0,1 kg

Odpowiedzialność producenta:

Produkty TrueLife są objęte gwarancją na wady fabryczne. W przypadku takich wad obowiązkiem firmy element s.r.o. jest w ramach gwarancji naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część lub produkt według własnego uznania. Konwersja, zmiana lub inne nieuprawnione manipulowanie z produktem oznacza przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Nawet w przypadku wady, gdy w wyniku wady, zaniedbania lub innego błędu w produkcji nastąpi utrata lub uszkodzenie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadku lub normalnego zużycia. Firma element s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki, obrażenia, śmierć, utratę lub inne roszczenia związane z użytkowaniem tego produktu lub wynikające z niego. Firma element s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne związane lub wynikające z użycia tego produktu lub którejkolwiek z jego komponentów. Zwrot lub wymiana części zamiennych i / lub produktów może podlegać opłatom transportowym, manipulacyjnym, wymianom i / lub uzupełnieniom.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM:

1. Uważnie zapoznać się z załączonymi instrukcjami bezpieczeństwa.
2. Aby prawidłowo postąpić z produktem zapoznaj się z najnowszą wersją instrukcji, którą można pobrać na stronie: www.truelife.eu.
3. Błędy w druku zastrzeżone.

Producent:

element s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Republika Czeska

HU – FELHASZNÁLÓ I KÉZIKÖNYV

A TrueLife FitScale W5 BT vezeték nélküli intelligens mérleg bioelektromos impedancia-elemzés (BIA) segítségével méri a testsúlyt. A technológia és a BIA a testszr, valamint a test komplex összetételének mérésre szolgál. A mérleg csak otthoni használatra alkalmas.

- A pontos és következetes eredmények érdekében, kérjük, lehetőség szerint a mérleget mindig ugyanazon napszakban használja. Kerülje a mérleg használatát az alábbi esetekben:

1. Közvetlenül vagy nem sokkal egy fárasztó edzés után
2. Zuhanózás, fürdés vagy szaunázás után
3. Nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása után
4. Étkezés előtt vagy közvetlenül azt követően
5. Láz esetén

- A súlymérés mértékegysége – kilogramm (kg) vagy font (lb.) – mobil alkalmazás segítségével állítható be. Ugyanígy módosíthatók a magassággal kapcsolatos adatok is (méter/láb).

- A mérleget egyenes és szilárd felületre helyezze. Az első súlymérés előtt indítsa újra a mérleget. A mérleg kijelzőjén az első súlymérés előtt 0.0 kg-ot kell mutatnia.



A mérleg szemből nézve egyenes, illetve nem egyenes felületen

- A testszirt és a többi testi paramétert helyesen mérje: álljon egyenesen, mindkét lábával a mérlegen. Amint rálép, a mérleg automatikusan bekapcsol. A mérleget meztőláb használja, és álljon egyenesen. Ha zokniban méri magát, pontatlan eredményeket kaphat. A piszkos talp szintén befolyásolhatja a mérési eredményeket.



A talpak grafikus megjelenítése a mérlegen

Lehetséges problémák:



Normál működés

Nincs csatlakozás

Túlterhelés



Cserélje ki az elemeket

Cserélje ki az elemeket

Kalibrálás

Az alkalmazás és súlymérés:

Az összes test-adat - például bőr alatti zsír - méréséhez csatlakoztassa össze a Fit-Scale mérleget a mobiltelefonjával vagy tablettével. A TrueLife FitScale W5 BT mérleget Bluetooth segítségével csatlakoztathatja össze a mobiltelefonjával. Ehhez egy mobilalkalmazásra van szüksége. A mobilalkalmazás megszerzésének legegyszerűbb módja, ha letölti az Apple Store / Google Play áruházból, vagy beszekenni a doboz vagy kézikönyv QR kódját. Teleptéskor kövesse az alábbi pontokat:

1. Alkalmazás letöltése



<https://www.truelife.eu/apps/truelife-fitscale-w5-bt/>

Szkenelje be a QR kódot vagy keresse meg a „Megafit” alkalmazást az Apple Store / Google Play áruházban, majd töltsse le.



Regisztráljon be

2. Mérleg összepárosítása az alkalmazással



Álljon a mérlegre. Amint rálép, a mérleg automatikusan bekapcsol.



Párosítsa össze az alkalmazást a mérleggel

A kijelzőn látható adatok ismertetése:



Az érték kétszer villog – vége a mérésnek



A 0 szám a kijelzőn mozog – test értékek mérésének befejezése

A csomagolás része:

A TrueLife FitScale W5 BT mérleg része:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4x 1.5V AAA elem
3. Felhasználói kézikönyv + biztonsági utasítások

A készülék legfontosabb paraméterei:

Méreték: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Súly: 1,8 kg
Elemek: 4x 1,5 V AAA
Mérési tartomány: 0,2 ~ 180 kg
Mérési eltérés: 0,1 kg

A gyártó felelőssége:

A TrueLife termékekre gyártási hiba garancia érvényes. Az elem s.r.o. termék kötelessége ilyen hibák esetén kijavítani vagy kicserélni a hibás alkatrészt vagy ter-

mék saját belátása szerint más termékre vagy alkatrésze. A termék átruházása, átalkatása, vagy más illetéktelenek általi kezelése a termékre nyújtott jótállás elvesztését jelenti. Mindez arra az esetre is vonatkozik, ha meghibásodás, hanyagosság vagy más egyéb hiba következtében a termék elvesz vagy megsérül. A jótállás nem vonatkozik a használatból, balesetekből vagy standard kopásból következő sérülésekre. A elem s.r.o. nem felel a jelen termék használatából következő vagy azzal összefüggésben lévő balesetekért, sérülésekért, halálesetekért, elvesztésekért vagy azokkal kapcsolatos más egyéb következményekért. A elem s.r.o. cég semmi esetre sem felel a jelen termék vagy annak bizonyos részeinek használatával kapcsolatos, vagy abból következő véletlenszerű vagy utólagos károkról. A pótkatrészek és/vagy termékek visszaadására vagy cseréjére szállítási vagy kezelési, csere és/vagy pótlási díj vonatkozik.

BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS A KÉSZÜLÉKEK:

1. Figyelmesen olvassa el a mellékelt biztonsági utasításokat.
2. A termék megfelelő használatá érdekében a használati útmutató www.truelife.eu oldalon található legfrissebb verzióját tanulmányozza át.
3. A nyomtatási hibák joga fenntartva.

Gyártó:

elem s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Cseh Köztársaság

SLO – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Brezlična inteligentna tehtnica TrueLife FitScale W5 BT meri maso proporcij telesa s pomočjo bioelektrične impedančne analize (BIA). Tehnologija in BIA sta namenjeni merjenju telesne masčobe in pridobivanju podatkov o celotni telesni sestavi. Tehtnica je namenjena le za domačo uporabo.

- Za doseganje konsistentnih in natančnih rezultatov merjenja tehtnico uporabljajte enak del dneva ob približno enakih pogojih, če je to mogoče. Izogibajte se tehtanju v naslednjih primerih:

1. Med ali takoj po zahtevni vadbi
2. Takoj po prhi, kopeli ali savni
3. Po večjem zaužitju alkohola
4. Med ali takoj po jedi
5. Med vročino


- Enota za tehtanje se lahko spremeni iz kilogramov (kg) v funte (lb.) v mobilni aplikaciji. Spremenjeni bodo tudi podatki o višini (meter/čevlji)

- Tehtnico postavite pravilno na ravno površino ali na trdno podlago. Pred prvim tehtanjem tehtnico ponovno zaženite. Tehtnica mora pred uporabo na zaslonu prikazovati vrednost 0.0 kg.



Tehtnica iz profila na ravni podlagi in tehtnica na neravni podlagi

- Telesno masčobo in ostale telesne parametre merite pravilno: postavite se na tehtnico pokončno, z obema nogama enako. Tehtnica se samodejno vklopi, ko stopite na njeno površino. Tehtajte se bosí in stojte pokonci. Pri tehtanju v nogavicah boste dosegli nenatavne rezultate. Umazana stopala lahko prav tako vplivajo na rezultate tehtanja.



Grafična ponazoritev stopal na površini tehtnice

Možni zapleti:



Normalno delovanje

Ni povezave

Preobremenitev



Zamenjajte baterijo

Zamenjajte baterijo

Umerjanje

Namestitev aplikacije in tehtanje:

Za merjenje vseh proporcij telesa, kot na primer nivo podkožne masčobe, tehtnico FitScale povežite z vašim mobilnim telefonom ali tablico. TrueLife FitScale W5 BT povežite z vašim mobilnim telefonom prek signala Bluetooth. Da bi to lahko storili, potrebujete mobilno aplikacijo. Najpreprostejši način, kako dobiti mobilno aplikacijo je, da jo prenesez z Appstore/Google Play ali prek poslikane kode QR na škatlici ali priročniku. Pri namestitvi se ravnajte po naslednjih točkah:

1. Prenos aplikacije



<https://www.truelife.eu/apps/truelife-fitscale-w5-bt/>

Poskenirajte QR-kodo ali poiščite aplikacijo »Megafit« v Apple Store/Google Play in jo prenesite.



Registrirajte se

2. Združevanje tehtnice z aplikacijo



Postavite se na tehtnico. Tehtnica se samodejno vklopi, ko stopite na njeno površino.



Združite aplikacijo s tehtnico

Opis podatkov na zaslon:



Vrednost zauprika dvakrat – tehtanje je končano



Število 0 se premika po zaslonu – zaključevanje merjenja proporcij telesa

Embalaza vsebuje:

Sestavni deli vaše tehtnice TrueLife FitScale W5 BT so:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4x 1,5V AAA baterije
3. Uporabniški priročnik + varnostni napotki

Osnovne specifikacije:

Dimenzije: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Masa: 1,8 kg
Baterija: 4x 1,5V AAA
Razpon tehtanja: 0,2–180 kg
Odstopanje tehtnice: 0,1 kg

Odgovornost proizvajalca:

Za izdelke TrueLife velja garancija za proizvodne napake. Dolžnost družbe element s.r.o. na podlagi garancije je, da v primeru takšnih napak popravil ali zamenja okvarjeni del ali izdelek za primerljiv del ali izdelek po lastni presoji. Prenos, sprejema ali drugo nepooblaščen rokovanje z izdelkom pomeni prekoračitev obsega te garancije. Tako je tudi v primeru, da zaradi posledic okvare, nepozornosti ali druge napake v izdelku pride do njegove izgube ali poškodbe. Garancija ne velja za poškodbo, ki nastanejo zaradi uporabe, nesreče ali običajne obrabe. Družba element s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekolik nesreče, poškodbe, smrt, izgubo ali druge zahtevke, ki so povezani ali izhajajo iz uporabe tega izdelka. Družba element s.r.o. v nobenem primeru ni odgovorna za naključne ali posledične škode, ki so povezane ali druge zahtevke iz uporabe tega izdelka ali njegovega dela. Vračilo ali menjava nadomestnih delov in/ali izdelkov je lahko predmet doplačila za prevoz, rokovanje, menjavo in/ali dopolnilo.

VARNOST PRI DELU Z NAPRAVO:

1. Pozorno preberite priložene varnostne napotke.
2. Za pravilno rokovanje z izdelkom berite najnovjšo različico priročnika, ki je za prenos na voljo na strani: www.truelife.eu.
3. Napake v tisku pridržane.

Proizvajalec:

elem s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Češka republika

HR – UPUTE ZA UPOTREBU

Bežična inteligentna vaga TrueLife FitScale W5 BT mjeri masu tjelesnih proporcija pomoću analize bioelektrične impedancije (BIA). Tehnologija i BIA služe za mjerenje tjelesne masti i dobivanje podataka o ukupnoj tjelesnoj kompoziciji. Vaga je namijenjena samo za domaću upotrebu.

- Radi postizanja konzistentnih i točnih rezultata, po mogućnosti izvodite mjerenje u isto doba dana pod približno istim uvjetima. Izbjegnite vaganje u slijedećim slučajevima:

1. Tijekom ili odmah nakon teškog vježbanja
2. Odmah nakon tuširanja, kupanja ili saune
3. Nakon veće konzumacije alkohola
4. Tijekom ili odmah nakon jela
5. Ako imate vrućicu


- Mjerna jedinica se može promijeniti s kilograma (kg) na funte (lb.) u mobilnoj aplikaciji. Promijeniti će se i podaci o visini (metar/stopa)

- Vagu ispravno postavite na ravnu površinu ili čvrstu podlogu. Prije prvog vaganja resetirajte vagu. Vaga bi prije upotrebe na displeju trebala pokazivati vrijednost 0.0 kg.



Vaga s bočne strane na ravnoj podlozi i vaga na neravnoj podlozi

- Ispravno mjerite tjelesnu mast i druge tjelesne parametre: stanite uspravno na vagu, s obadje noge na istoj razini. Vaga će se automatski uključiti kada je nagazite. Stojite uspravno i sa bosim stopalima. Vaganje s čarapama daje neprecizne rezultate. Prijava stopala također mogu utjecati na rezultate mjerenja.



Grafički prikaz stopala na površini vage

Moguće komplikacije:



Normalan rad

Nije povezano

Preopterećenje



Zamijeniti bateriju

Zamijeniti bateriju

Baždarenje

Instalacija aplikacije i mjerenje:

Za mjerenje svih tjelesnih proporcija, kao što je primjerice količina potkožne masti, povežite vagu FitScale s vašim mobitelom ili tablicnim uređajem. TrueLife FitScale W5 BT povežite s vašim mobitelom putem Bluetooth signala. Za to ćete trebati mobilnu aplikaciju. Najjednostavniji način kako dobiti mobilnu aplikaciju je preuzimanje s Appstore/Google Play ili skeniranjem QR koda s kutije ili iz priročnika. Pri instalaciji postupajte na slijedeći način:

1. Preuzimanje aplikacije



<https://www.truelife.eu/apps/truelife-fitscale-w5-bt/>

Skenirajte QR kod ili nadite aplikaciju „Megafit” u Apple Store/Google Play i preuzmite je.



Registrirajte se

2. Uparivanje vage s aplikacijom



Stanite na vagu. Vaga će se automatski uključiti kada je nagazite.



Uparite aplikaciju s vagom

Opis podataka na zaslonu:



Vrijednost je dvaput trepnula – vaganje je dovršeno



Broj 0 se kreće po zaslonu – dovršavanje mjerenja tjelesnih proporcija

Sastav pakiranja:

Sastavni dijelovi vaše TrueLife FitScale W5 BT vage su:

1. TrueLife FitScale W5 BT
2. 4x 1.5V AAA baterija
3. Korisnički priročnik + sigurnosne upute

Osnovne specifikacije:

Dimenzije: 31 cm x 31 cm x 2,5 cm
Masa: 1,8 kg
Baterije: 4x 1,5 V AAA
Opseg mjerenja: 0,2 ~ 180 kg
Tolerancija mjerenja: 0,1 kg

Odgovornost proizvođača:

Na proizvod TrueLife odnosi se jamstvo za proizvođačke pogreške. U slučaju takvih nedostataka, obveza društva element s.r.o. je popraviti ili zamijeniti neispravan dio ili proizvod upotrebnim dijelom ili proizvodom po vlastitom nahođenju. Prijenos, izmjena ili drugo neovlašteno rokovanje proizvodom predstavlja prekoračenje opsega ovog jamstva, a to i u slučaju da uslijed kvara, nehaja ili druge pogreške proizvođa dođe do njegova gubitka ili oštećenja. Jamstvo se ne odnosi na oštećenje koje proizlazi iz nepravilne, nezgode ili standardnog habanja. Društvo element s.r.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje nezgode, ozljede, smrt, gubitak ili druge zahtjeve koji su u svezi ili koje proizlaze iz upotrebe ovog proizvoda. Društvo element s.r.o. ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za slučajne ili posljedne štete koje su u svezi ili koje proizlaze iz upotrebe ovog proizvoda ili nekog od njegovih dijelova. Za povrat ili zamjenu rezervnih dijelova i/ili proizvoda može biti naplaćen prijevoz, manipulacija, zamjena i/ili dopuna.

SIGURAN RAD S UREĐAJEM:

1. Pozorno pročitajte priložene sigurnosne upute.
2. Radi ispravnog rukovanja proizvodom pročitajte ažurnu inačicu uputa za upotrebu, koju možete preuzeti na stranici: www.truelife.eu.
3. Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.

Proizvođač:

elem s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Republika Češka